

CAD/CAM

歯科界の新しいステージ、メタルフリー。
この変革へ向かってアクセルを踏まれる
先生や技工士様のナビゲーター、それがCAD/CAMです。

歯科用CAD/CAMが世に登場した頃、“新しもの好きな方の実験的な試み”という捉えられ方があったことは否めません。しかし、テクノロジーの進歩は目覚ましいものです。
CAD/CAMは、すべてのユーザー様に十分ご満足いただけるよう、その性能を高めました。
歯科用CAD/CAMの技術開発が立ち止まることなく進化することができたのは、
歯科界に訪れたメタルフリーという大きな変革の波を受け入れ、患者様のために一歩を踏み出してくださった皆様のおかげです。
新しいステージ、メタルフリー。新世界の地図は、CAD/CAMが持っています。
いま、CAD/CAMが、歯科を新しいステージへ導きます。
今回は、先駆けてCAD/CAMを導入されたユーザー様に、お話を伺いました。
待ち望まれた新しい時代を、ご覧ください。



セレック ユーザーインタビュー

女子高生に

「なんで白いのにしてくれなかったの！」と怒られました。
インレーやクラウンはメタルが当たり前と思っているのは、
いまや歯科医師だけなのかもしれません。

青柳デンタルオフィス 院長 青柳 和孝 先生

青柳 和孝（あおやぎ かずたか）先生

1962年生まれ。日大松戸歯学部ご卒業。日本口腔インプラント学会会員、日本顎咬合学会会員。

1995年、成田市に青柳歯科クリニックをご開業。2006年、同市内の京成電鉄 公津の杜（こうづのもり）駅近くに青柳デンタルオフィスとして移転。ご趣味は、クリスマスシーズンのイルミネーションのデザインと設置。医院の装飾は控えめにされているそうですが、ご自宅のイルミネーションデザインは圧巻で、道行く人の歓声が聞こえてくるのを何より楽しみにされているそうです。



—4年前にセレックを導入
されましたが、きっかけをお聞
かせください。

ワンデートリートメントが可能
であることがセレックの一番の魅
力ですが、来院回数を減らした
い患者さんは本当に多いで

す。また、印象材を用いての型取りが苦手な患者さんも意外と
多く、セレックを導入すれば多くの患者さんに喜ばれると思いまし

た。そして、金属アレルギーの患者さんが増加したことも大きな理
由です。近年、歯科用金属に対するアレルギーがマスコミに取り
上げられるようになり、多くの人に認知されるようになりました。当然、
「金属アレルギーの症状はないが、詰め物に金属はイヤだ」とい
う患者さんも増えたわけですが、保険のパラジウムと自費のポー
セレンなどでは患者さんが払う費用に大きな差があり、ほとんどの患
者さんはパラジウムを選択することを余儀なくされます。この、パラ
ジウムとポーセレンなどの中間に位置する選択肢を患者さんに提供
しなくてはならないと思ったのです。

—患者さんの需要はありましたか？

よく、「セレックは、銀座とか
都会のド真ん中の歯科医院に
あるから元の取れる機械でしょ
う？」と、おっしゃる先生がいらっ
しゃいますが、決してそんなこと
はありません。



成田市は人口約 13 万人の典型的な地方都市です。当院の
ある公津の杜（こうづのもり）はニュータウン地区で、患者さんの
層はごく一般的と言えるでしょう。しかし、セレックの需要は確かに
ありました。私自身、袖ヶ浦市でセレックを導入されている先生に
影響された経緯があるので、「本当に患者さんの需要があるのか」
と、不安に思ったりはしませんでした。



—セレックでのトリートメントを
希望されるのは、どういった
患者さんでしょうか？

セレックでの修復は、4 年間
で月平均 25 本のペースです。

やはり、女性が圧倒的に多
いのですが、経済的にも安定

している中高年の希望が多いだろうと予想していたら、実はもつと
若い人たちの希望が多かったのです。これは、予想外でした。

あるとき、女子高生にパラジウムのインレーを入れたら、「なん
で白いのにしてくれなかったの！」と、泣きそうな顔で怒られました。
それ以来、今までは何も聞かずにパラジウムを入れてきた中学生
や高校生にも、すべての患者さんに選択肢をきちんと説明するよう
にしました。

説明をして選択を伺うことは、スタッフがします。その間に別の
患者さんの診療ができるというのがありますが、スタッフが聞いたほう
が、患者さんは「私は白いのじゃなくていいです」と、気兼ねなく
言えるのです。

（次ページへ続きます）

セレックを導入している日本の歯科医院は、1%。
それに対して、1日で白い詰め物が入ることを望んでいる患者さんは、
どれだけたくさんいるのでしょうか。



—「自費を勧めることに抵抗がある」とお考えの先生もいらっしゃるのではないのでしょうか。

この話をすると、よくそう言われます。しかし、私たちは自費診療を勧めているわけではありません。すべての患者さんに治療の選択肢を認識していただきたいのです。自分の口に入る詰め物がどういうランクのものなのか、ということもです。歯科医師が作為的に、患者さんの選択肢や治療に対する知識を狭めることがあってはいけないと思います。



—ワンデートリートメントを受けられた患者様は、その後もケアに通われますか？

患者さんのメンテナンス意識の向上は、実感しますね。選択肢を明確に説明すると、歯科治療に対する知識が深まるので、きちんとケアに通われてきます。「いいものを入れたんだから長く持たせたい」と、思われるのは当然だと思います。

また、セレックが呼び水になって、ポーセレンやジルコニアなどでの審美修復の需要も増えました。セレックを導入することで、お願いしている技工所さんに発注減少の影響があるかもしれないと思っていたのですが、かえって発注が増えました。

—導入を検討されている先生方にアドバイスををお願いします。

セレックは、確かにイニシャルコストがかかります。しかし、そのコストは必ず取り返せる機械です。そういう意味では、まだ普及率の高くない今が大チャンスだと言えるでしょう。セレックが日本の歯科医院にある割合は、現在1%です。

ちなみに、当院はCTを設置していますが、この費用はセレックが稼ぎ出してくれたものです。診療で患者さんに還元したいと思い、迷わずCTを導入しました。

セレックを導入したら、ステイニングのセミナーを探して出られるとよいと思います。よりリアルな修復物を提供すると、さらに患者さんに喜ばれるはずです。

今後、脱メタル修復は加速化するでしょうし、診療におけるあらゆる器材は日進月歩でデジタル化されています。CAD/CAMはこの先、歯科界に起こる大きな変革の核になる機械です。「俺はいよいよ…」と言い続けていた先生も変化を察知して、真剣に向き合い始めています。

仲の良い先生には積極的に薦めていますが、一様に「もう少し早く入れておけばよかった」と言われます。この記事をお読みになってセレック導入をためらわれている先生には、ぜひ、私が背中を押したいですね。



sirona
The Dental Company

CEREC AC



進化したセレックが、歯科業界を変えます。

いよいよ本格的なCAD/CAM時代の到来を告げるかのように、セレックが進化します。これまでのセレックは歯冠のデータベース・ライブラリを元に修復物を作成していました。しかし、新しい『CEREC AC』に搭載された『CEREC Biobeneric』ソフトウェアは、隣接、反対側、対合歯の咬合面形態から患者様固有の咬合面形態を自動的に復元します。また、新たなスキャニングカメラ『Bluecam』は、青色光の発光により、さらに高精細な光学印象採得を可能にしました。手ブレ検出システムにより、40秒で1/4顎の印象採得が可能です。BiogenericとBluecamが、歯科の歴史を劇的に変えるのではないのでしょうか。

iwase 営業スタッフより

青柳デンタルオフィス様 担当
竹崎 律夫（千葉支店）



青柳先生は、ご自身で工夫をされてイメージングユニットに無停電電源（UPS）を付けていただきましたが、新しい『セレックAC』にはUPSが標準装備されており、電源を切ることなく患者様のユニットまで移動し光学印象が得られるので、非常に便利です。

将来、ブリッジ製作が可能となることを見据え、モニターも19インチと大きくなりました。

セレックは、プログラムをバージョンアップすることで機能が増え、可能性が広がる機械です。『セレックAC』が新発売になったこの機会に、ぜひ一度ご覧ください。

青柳先生は「セレックは、都会だから需要があるのではない」とおっしゃっています。私がセレックを販売させていただいた複数の歯科医院様を考えると、確かにそのとおりだと思います。



セルコン ユーザーインタビュー

メタルボンドは、約70年前の技術です。
ジルコニアの登場で必ず歴史は変わります。
CAD/CAMは、技工所に不可欠なものになるはずです。

Dental Ceramics Lab.HIRO 代表 岩本 大 様

岩本 大（いわもと ひろし）様
1973年生まれ。新東京歯科技工士学校ご卒業。同校非常勤講師、神奈川歯科大学付属歯科技工専門学校専攻科セルコン特別授業講師など。
2000年、横浜須賀市にDental Ceramics Lab.HIRO ご開業。ご趣味は海釣り、魚を捌いて料理されるのもお得意。料理した魚を食べるときよりも、一緒に食べる奥様の笑顔を見るのが至福の時だそうです。右の写真は、セルコンのメーカー、ドイツのデグデント本社を見学されたときのもの。



—セルコンを導入されたきっかけをお聞かせください。

2005年ラスベガスで行われたデンタルショーで、初めてジルコニアを手に取りました。大変感動してジルコニアに触れる私をアメリカ人は不思議そうに見ていました。当時の欧米の歯科界ではジルコニアを臨床で使用してから5年以上が経過していたのです。メタルボンド（メタルセラミック）は、約70年前に日本に伝わった技術です。ジルコニアによって、世界の歯科診療の歴史が変革されたのだということを実感しました。

日本にもジルコニアの波が必ずやって来ると確信し、一刻も早くジルコニアの加工に取りかかろうと思いました。ジルコニアの加工は人の手では不可能なのでCAD/CAMに頼るしかありません。以前はCAD（計測機）のみ所有し、CAM（加工機）はセンター工場にあるシステムを使用していました。加工も当社でしたいという気持ちが強く、納期の短縮も考えまして、3年前にセルコンを導入しました。



—ジルコニアでどんなものを作成していらっしゃいますか？

セルコンプレインは、ジルコニアセラミックのフレーム加工だけではなく、形の発想とパターン形状があればその形を削りだしてくれるので応用範囲が広く可能性が無限です。ブリッジのフレームが8本は余裕にできますし、インレーブリッジフレーム、インプラントのサブストラクチャーや上部構造、コーヌスクローネ内外冠、ミリング加工したフレーム形状の物、デンチャーの大連結子、単純なアタッチメント形態が付いたクラウンなどを作っています。

無限です。ブリッジのフレームが8本は余裕にできますし、インレーブリッジフレーム、インプラントのサブストラクチャーや上部構造、コーヌスクローネ内外冠、ミリング加工したフレーム形状の物、デンチャーの大連結子、単純なアタッチメント形態が付いたクラウンなどを作っています。

For better dentistry
DENSPLY
SANKIN

cercon
smartceramics

ジルコニアオールセラミックスの代名詞 『セルコン スマートセラミックス』

高性能のCADスキャナー『セルコン アイ・セルコン アートII』と、進化を続けるCAM『セルコン プレイン』を有する『セルコン スマートセラミックス』。

『セルコン アイ/アートII』は、スキャニングレーザーと2つの計測用カメラで支台模型データを高精度に測定します。1歯あたりわずか1分間にて計測・解析ができるため、ワックスアップ作業の工程よりも数倍の時間短縮が可能、かつストレスの軽減を実現しました。

『セルコン プレイン』は、ジルコニアを効率よく削るため2種類（1.0mm、2.8mm）の専用のバーを用いて削りだします。さらに、今年登場した『セルコン プレインエキスパート』は、3種類（1mm、2mm、3mm）のバーを使用しますので、さらに細部まで再現が可能です。



iwase 営業スタッフより

Dental Ceramics Lab.HIRO 様 担当
藤本 聡（横浜支店）



ジルコニアは、スペースシャトルの耐熱タイルに採用されているほど強度の高い素材です。あらゆる補綴物の素材は、口腔内の湿潤状態に長年おかれると劣化していきませんが、ジルコニアは劣化のスピードが遅く、口腔内でも長期的な安定がみられます。メタルイオンの流出がなく、ブラックマーキングが出ないことはもちろんですが「薄く装着感が良いこと」、「表面が滑らかで細菌が付着しにくいこと」、「人工股関節に使用されるほどの生体親和性の良さから、歯肉の退縮を防ぐこと」など、メリットの多い

素材です。今後、日本でもメタルボンドに代わってますます普及していくと思います。

それに伴い、セルコンの需要も高まっています。ご導入に際してご注意いただきたいのは、総重量の非常に重い機械ですので、設置に条件を伴うことです。

Dental Ceramics Lab.HIRO様は、2階にセルコンを設置されましたが、そのときはクレーンで吊って搬入しました。工程で振動があると精度に狂いが生じるので、設置している台もセルコン専用の振動しない台をご購入いただきました。

総額1千万円を超える商品ですが、先駆けて導入すればその分、将来において、技工所様の伝統や技術の信頼の厚みへとつながるのではないのでしょうか。この機会に、お伺いしているイワセのスタッフへお問い合わせいただけましたら幸いです。

シールドフォース プラス

歯科用知覚過敏抑制材料/歯科用シーリング・コーティング材
(株式会社 トクヤマデンタル)



【定価】 7,500円 (税別)
【内容】 シールドフォース プラス (3ml) 1本
採取皿 1個、スポンジ片 1箱

3つの抑止力で外来刺激をブロック

知覚過敏症に「ダブルブロック」でご好評いただいている1液型レジン系知覚過敏抑制材料『シールドフォース』が進化し、『シールドフォース プラス』となって登場しました。

こすり塗り及び水洗不要で、さらに塗布後の放置時間が従来の20秒から10秒に短縮されました。また、従来の知覚過敏抑制材(保険適用)に加えて、コーティング材としての用途がプラスされました。

- ①即効「接着性モノマーと歯質のカルシウムとの反応物が象牙細管を封鎖」
- ②持続「重合硬化による象牙質表面への強固な被膜形成」
- ③コーティング「形成後支台歯を汚染、接着阻害因子からブロック」

これら3つの抑止力により外来刺激を遮断します。
使いやすさと性能にこだわった、『シールドフォース プラス』を、ぜひ日々の臨床にお役立てください。

MI フィル

ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン
(株式会社 ジーシー)



【定価】 4,600円 (税別)
【内容】 3.4g (2ml) シリンジ1本、
フィリングチップⅢ3個、フィリングチップ用キャップ1個

操作性とセルフシャイニング効果をお試しください

ジーシーのナノフィラーテクノロジーで、平均粒径 200nm の超微粒子フィラーを高密度均一分散させた前臼歯用の審美修復用コンポジットレジンです。


ダイレクトに充填できる操作性と良好な付形性により、小さなMI窩洞から臼歯の咬合面まで幅広い症例に充填可能なユニバーサルタイプです。

さらに、患者さんが毎日ブラッシングすることでツヤを維持する「セルフシャイニング効果」があります。この効果を患者様にご説明すると喜ばれた、とおっしゃる先生もいらっしゃいます。

通常色の他にオペーク色やエナメル色、ブリーチング色を加え、単純な修復から積層充填まで対応する全17色のラインナップを取り揃えました。

ブリリカ

開口器装着型 LEDホワイトニングライト
(株式会社 東京技研)



【定価】 340,000円 (税別)
【内容】
ブリリカ本体
コントローラー
ブリリカ用開口器 2個
保護めがね

ホワイトニングの新しいスタイルの誕生です

『ブリリカ』は、直接専用開口器に取り付ける、新しいタイプのホワイトニング用ライトです。

開口器に取り付けることで常に一定の照射位置が確保されるので、照射位置の調整が不要です。患者様が動いても照射位置が変わらないので、ホワイトニングの効率が上がるとともに、ホワイトニング時に患者様が抱く最も大きなストレス「動いてはいけない」という負担が軽減されます。140gと軽量化でコンパクトなスタイルも、患者様には嬉しい設計です。

3つの異なる波長のLEDを合計90個使用していますので、発行波長の幅が広く、様々な漂白剤に適用します。発熱も少なく、この点でも患者様の負担を軽減します。

また、従来のキャスターの付いたスタンドタイプと異なり、スタッフの準備の煩わしさ、収納場所の問題も解決します。

ルナビューEL

LEDオペレーティングライト
(株式会社 モリタ東京製作所)



【定価】
■オプション価格 58,000円
■製品価格 (後付けタイプ) 409,600円

オプション価格とは、ユニットを新規でご購入いただく場合に、標準仕様に加算される価格です。
製品価格とは、ルナビューEL単体の価格です。すでにユニットをご購入済みの先生が、お手持ちのユニットに後付け装備される場合のご購入価格です。

お客様の圧倒的支持を得ている話題のライトです

光源にLEDを搭載し、優れた機能性で大変好評のオペレーティングライトです。このライトを気に入られてユニットを対応機種に変えられる先生が数多く、iwase内で大変話題になっているライトです。

省エネ・長寿命・低発熱はもちろん、徹底的な光学設計により高い照度・広い照射野・高い無影効果・自然光に近い色温度 (色味) を実現し、従来のハロゲン球型ライトと比べ、より効果的な診療が可能となりました。

LED12個による全方位広角照射により非常に高い無影効果を実現し、どのような診療形態でも診療部位を明るく照らします。

※対応機種
＜4段階調光メモリー機能、オートライト標準装備＞
シグノトレファート、シグノタイプG40
＜調光ボリューム機能付き、オートライトはオプション対応＞
スペースライン イムシア タイプⅢUP、スペースライン セブタス、POS-Pdw
＜調光ボリューム機能付き、オートライトは対応不可＞
スペースライン スピリットV

Seminar Report

皆川 仁 先生
インプラント講演会



インプラント 5.16 成功へのテクニック

去る5月16日(日)、東京国際フォーラムにて皆川 仁先生(東京都羽村市ご開業)講演のインプラントセミナーが開催されました。400名を超える勉強熱心な先生方にご来場いただき、弊社セミナー始めて以来の大規模な講演会となりました。

今回の講演会の注目ポイントは、インプラント治療における演者の新たな提案でした。

それは『インプラントの(オクタゴン)ガイドライン』の必要性です。

オクタゴンガイドラインとは、8つのチェックリスト(右記A参照)をEBMに基づき分類整理し、ビジュアル化と数値標準化すること(右記B参照)で、非常にシンプルでかつ明晰に、診査診断から治療計画の立案、メンテナンスまでをまとめたものでした。

多様なインプラントシステムや治療法、または複雑で様々な症例に加え、テクニカルな差異が大きく影響すると言われるインプラント治療だからこそ意義ある定義に感じました。

また、サージカルガイドシステムの必要性、硬組織グラフトテクニックと軟組織ティッシュマネジメント、インプラントデンチャーとブリッジの判断分岐点、抜歯即時埋入についてなどインプラント治療で難しいといわれがちなトピックスにおいて、具体的な治療のすすめ方(ガイドライン)や術式、最新テクニック、それらを成功に導く条件等についての解説がありました。患者満足度の高いインプラント治療の可能性が広がる内容でした。



この講演で印象的であったのは、先生が常に患者主導で考えられている、ということ。治療法の一選択肢が「インプラント」ではなく、一口腔内全体の状況、また全身疾患等の全ての環境・条件下で判断することを重視されていること。多角的・包括的な視点から患者にとって最適な治療法を模索する姿勢を継続し続けることで、常識の枠にとらわれない最適な判断基準が生まれてくるのだと感じました。

インプラント治療のためのオクタゴンガイドラインのソフトウェアが、書籍とともに同時発売され、多くの先生方にご好評いただきました。業界初のオクタゴンガイドラインは、どなたでも簡単に利用できます。

オクタゴンチェックリスト(A)

- I 全身疾患
- II 口腔内疾患
- III 歯肉の厚さ・高さ
- IV 骨の硬さ
- V 骨の高さ
- VI 骨の幅
- VII 神経・血管
- VIII 清掃状態

これらの診査・診断項目は、治療計画を立案するうえでも、チーム医療を実践するためにも役立ちます。

オクタゴンリスクogram(B)



※レーダーチャートの面積が大きいほど安全となる。全体的なリスクをすぐに一目で把握できる。

【成功のためのオクタゴンガイドライン ~Implant Riskogram~】

このソフトウェアは、インプラント治療のための診査・診断と治療計画立案、治療方法についてオールシミュレーションできるように皆川先生が監修されました。(Mac非対応)インプラントの初心者から経験豊富なベテランまで安心して治療計画をすすめることができます。どなたでも簡単に操作できますので、インプラント治療の様々なシーンでの活用が広がります。

※詳しくはiwase営業スタッフにお問い合わせ下さい。



※セミナー&イベントに関する詳細は、iwase営業スタッフにお問い合わせ下さい。

EVENT & SEMINAR SCHEDULE

SEMINAR Implant 関連

2010.8.22(sun)	カムログインプラント step-up 補綴コース 講師: 小西 雅也 先生	東京 上野支店 iwase 研修ルーム
2010.8.29(sun)	MI コンセプト インプラントトリートメント 講師: 梅田 和徳 先生	東京 富士ソフトビル アキバプラザ
2010.8.29(sun)	カムログインプラント BASIC ハンズオン 講師: 赤間 圭 先生	埼玉 川越氷川会館
2010.9.12(sun)	インプラントアシスタントセミナー 講師: 医療法人社団裕正会 歯科衛生士	群馬 群馬県勤労福祉センター
2010.9.12(sun)	カムログインプラント BASIC ハンズオン 講師: 河野 慶吾 先生	東京 上野支店 iwase 研修ルーム
2010.9.26(sun)	カムログインプラント step-up 外科コース 講師: 赤間 圭 先生	東京 上野支店 iwase 研修ルーム

EVENT 2010.10.8(fri) ~ 10.10(sun)

今回も iwase は、ワールドデンタルショーに出展参加致します!

第6回 ワールドデンタルショー 2010
会場: パシフィコ横浜

岩瀬歯科商会
iwase ブース

Sino-Dental 2010 Report

第15回中国国際口腔設備材料展示会および学術交流会

2010年6月9日～12日の4日間にわたり、SINO-DENTAL 2010（第15回北京デンタルショー）が開催され、中国国内外より約10万人の来場者がありました。小誌編集部も視察にまいりましたので、ご報告いたします。



新会場 ナショナルコンベンションセンター

今回から会場となったナショナルコンベンションセンターは、中国が北京五輪のために国威をかけて造り上げた一帯の北端に位置しています。近くに「鳥の巣」という愛称で呼ばれた北京五輪のメイン会場があり、中国歯科業界の勢いを象徴するのに相応しい素晴らしい立地と設備の会場でした。



会場内に入ると、入り口近くにはドイツのメーカーが存在感を誇示するように高級ユニットと3Dレントゲンを展示し、アメリカの口腔衛生器具メーカーが配るサンプルをもらうための行列があり、インプラントメーカーが大きいブースを構え…と、世界各国の展示会とあまり変わらない風景が見られました。

患者管理ソフト、画像管理ソフトなど長期患者メンテナンスの概念に基づいた商品の展示は日本ほど多くなかったですが、マイクロスコープやCAD/CAM、ホワイトニング用のライトなどの展示があり、日本とほぼ変わらない最新の機器の入手が可能であることがわかります。

また、日本ではまだ見かけない商品では、イスラエルの軍事レーダー技術を利用した形成シミュレーション実習台がありました。今後、中国の各大学に採用され、先生方のさらなる技術の向上に貢献することと思われます。



チャイナパワー

中国独自のメーカーの器材も長足の進歩を遂げているようです。かつて、中国製は品質の点で問題を抱えていたようですが、特に診療ユニットにおいては、塗装ムラやシート地のゆりみ、溶接部の仕上げ具合などの問題点が年々改善されています。デザインこそ日本のメーカーに一足の間があるように感じますが、無影灯のLED化、口腔内カメラビルトインタイプなども発売され、日本の最新型ユニットと同じような機能を持ちつつあります。

さて、北京デンタルショーと日本の展示会の最大の違いは、その場で現金のやり取りが行われ、歯科器材が販売されていることです。中国では、その国土の広さと厳しい自然環境が影響して流通の発達はまだ十分でなく、なかなか国の隅々まで十分な歯科器材が行き渡らない現実があります。



そのため、北京デンタルショーには、中国各地から現金を大量に持って仕入れにやってくる歯科器材商で溢れていました。各ブースでは彼らと展示業者の間で大声での仕入れ交渉や、商品・現金のやり取りが行われており、その活力に圧倒されました。

また、中国では国の奨励によって年間数千人の新たな歯科医師が誕生していますが、それでも、歯科医師1人当たりの人口が1万人強という歯科医師

不足は解決していません。こうしたなか、多くの若い中国人歯科医師の先生方がデンタルショーで最新の歯科器材に触れて熱心に情報を得ようとされています。ハンズオンセミナーでは質問の挙手が止まないほどです。中国の若い先生方の熱いエネルギーを感じました。



メイドインジャパンの活躍

日本のメーカーが同じ一角にブースを出し、協同でメイドインジャパンの素晴らしさをアピールする「ジャパンゾーン」にも多くの人が集まっていた。

欧米のメーカーの商品とともに、日本の商品は、中国では“高級だが、高性能、かつ、安心して使用できる器材”として特に北京や上海と中心とする中国の富裕層をターゲットとする歯科医院に好んで採用されているそうです。所得格差が拡大している中国では、日本人の平均収入と同等以上の収入がある人が2億人以上とも言われています。メイドインジャパンは、この層をターゲットに、品質で勝負しています。

皆様にご愛用いただき、育ててくださったメイドインジャパンの歯科器材は、中国において高付加価値商品として確実に認められ、広まりつつあります。今後の国際競争の中でさらに進化し、日本のみならず世界の歯科医療のお役にたてるよう、私たちも尽力してまいりたいと思います。



各支店ご案内



世田谷支店が下記新住所に移転いたします。
8月9日（月）より、新社屋にて営業いたします。
電話番号・FAX番号の変更はございません。
これからも、どうぞ宜しくお願いいたします。

本社	台東区台東2-23-7	TEL:03-3832-8241
宇都宮支店	宇都宮市平出工業団地 37-6	TEL:028-613-5858
水戸支店	水戸市白梅 2-8-18	TEL:029-225-6543
野木支店	下都賀郡野木町丸林 384-15	TEL:0280-56-0567
前橋支店	前橋市紅雲町 1-22-2	TEL:027-243-8241
福島支店	福島市丸字上六反田 14-12	TEL:024-552-1161
上野支店	台東区台東2-23-7	TEL:03-3832-8241
世田谷支店	世田谷区玉川台2-11-17-101	TEL:03-5491-7595
松戸支店	松戸市幸谷字観音下159-1	TEL:047-345-3131
千葉支店	千葉市中央区椿森 1-26-3	TEL:043-252-2288
横浜支店	横浜市栄区小菅ヶ谷 1-28-9-101	TEL:045-895-3803
大宮支店	さいたま市見沼区東大宮 7-41-1	TEL:048-688-1740
東大和支店	東大和市幸野 3-640-1	TEL:042-590-5770
盛岡営業所	盛岡市上堂 1-6-5	TEL:019-648-2777

こととして歯磨きを挙げました。▽口をゆすいだ水が少量でも無重力空間を漂い、機器に付着すると誤作動を起こす可能性があることから、磨いた後は飲み込むのだから、飲み込むの、飲み込んで問題のない特別な歯磨材を使用しているのです。それが、それでも飲み込むのには「すごく抵抗があった」といいます。

▽山崎さんは「人はなぜ、宇宙を目指すのか」という問いに、こう答えました。「遠くから地球を見つめ直し、様子が変化を見て、地球をよくしていける。人間にはまだ眠っている可能性があり、新しい世界、知見を広げることで発展します」。

▽自分のいる世界を遠くから見つめ直す心と、一歩を踏み出す勇気を持つことは多いそうです。

▽宇宙での任務を終えて帰還した宇宙飛行士の山崎直子さんが、宇宙での生活を問われ、一番困ったこととして歯磨きを挙げました。▽口をゆすいだ水が少量でも無重力空間を漂い、機器に付着すると誤作動を起こす可能性があることから、磨いた後は飲み込むのだから、飲み込むの、飲み込んで問題のない特別な歯磨材を使用しているのです。それが、それでも飲み込むのには「すごく抵抗があった」といいます。

★編集部から★



▽宇宙での任務を終えて帰還した宇宙飛行士の山崎直子さんが、宇宙での生活を問われ、一番困ったこととして歯磨きを挙げました。▽口をゆすいだ水が少量でも無重力空間を漂い、機器に付着すると誤作動を起こす可能性があることから、磨いた後は飲み込むのだから、飲み込むの、飲み込んで問題のない特別な歯磨材を使用しているのです。それが、それでも飲み込むのには「すごく抵抗があった」といいます。



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

株式会社岩瀬歯科商会は、「チームマイナス6%」に参加し、未来に向かって積極的に地球温暖化防止に取り組みます。