



今回のイワセインフォメーションは人気のデジタルコミュニケーションツールに注目し、より簡単に、より楽しく、そしてより効果的に、先生の思いを「伝える」そんなお手伝いのできるシステムを、導入活用事例とともに簡潔にご紹介させていただきます。

言葉だけで説明するよりも、 10倍は簡単に、効果的になったと思います。

東京都T歯科医院様 デンタルサイネージをご使用

治療の流れの説明が非常にわかりやすくなったと、患者さんからとても好評です。まだ1ヶ月程度の使用なので自費治療の決め手とまではいきませんが、工夫しながら院内でカスタマイズすることで、更に頼もしい戦力になってくれそうな予感があります。



治療後の“噛めることで得られる幸せ”までも 伝えることができました。

東京都L歯科様 複数ツールをご使用

当歯科医院では、画像管理ソフト、3Dアニメーションソフトを導入しています。写真や書籍等、いろいろと使用してきましたが、今はカウンセリングの際には「治す」だけでなく「その後」を想像してもらいやすいよう、各種デジタルツールをメインに使用しています。もちろん効果的に活用できるまでには少し時間がかかりましたが、操作に慣れると使いたい資料をタイミングよく提示でき、スムーズに説明を行えるようになりました。

デジタルコミュニケーション

が思いを結ぶ

理解を深めるだけでなく、 治療への安心感を持ってもらいたい。


栃木県K歯科医院様 メドバイザーデンタル ver.2をご使用

書籍・口腔内写真だけでなく、治療を一連の流れとして動画で見せることによって、診療に対する不安を払う効果を期待し導入。事実、患者さんからの反応も良くなったと感じています。音声ガイダンスがないことから必ず会話が生まれ、見せて終わりではないという、一方的にならずにコミュニケーションが取れる点も気に入っています。



なんでデジタルなの？ ～視覚的効果の促進～

人間が与えられる情報を判断・理解する際、五感の中でも特に「視覚」に依存して情報を判断していることが認知科学の研究によってわかりました。



五感による情報入手の割合

(参考) 教育機器編集委員会 産業教育機器システム便覧
日科技連出版社 1972



これまでのインフォームドコンセントにデジタルツールを補足することにより、更に動的、且つ立体的に患者さんの「視覚」へと強く訴えかけることができ、より深い理解へと繋がります。

a Table of Contents

- デジタルコミュニケーションが思いを結ぶ…………… P 1
- デジタルツールで繋ぐコミュニケーションの広がり… P 2 & 5
- 誇るべき日本の先進技術「ジャイオマー」…………… P 3
- New Products & 日本デンタルショーレポート…… P 4
- ハイジニストインフォメーション第2回…………… P 6
- 年末恒例！
● 機械室チェックリスト…………… 別添

簡単なチェックリストをご用意致しましたので、ご活用ください。
ご不明な点は弊社営業スタッフまでご連絡ください。

デジタルツールで繋ぐコミュニケーションの広がり

下図は、弊社おすすめのインフォームドコンセントに関するデジタルツールを大まかに分類したものです。

- アニメーション** 各症例に対する診療内容をわかりやすくアニメーション化。先生やスタッフさんの説明を加えながら使用することで、患者さんの理解を深めます。
- 提供文書作成** 画像管理ソフトと合わせた口腔内環境の現状や、治療計画の印刷。料金見積もり、リコールはがきからシフト表まで、医院内で必要な書類作成を網羅します。
- 画像管理** デジタルレントゲン画像や、口腔内写真などの各種写真を管理し、術前術後の説明をしやすくレイアウトすることができます。
- プレゼンテーション** 医院案内や販売物の広告、最新治療や補綴物の違いなどについて、ユニットや待合室でプレゼンテーションを行うことができます。

株式会社 ナルコム Interview

今回の特集にあたって、イワセがおすすめしたいデジタルツールを集めたところ、偶然にも株式会社ナルコムの製品が多くなりました。そこで、数々の魅力的な製品はどういう理念で開発されているのか、開発責任者の猪俣大輔さんにお話を伺いました。




猪俣大輔さん

急速にIT化がすすむ現代社会において歯科医院もその例外ではありません。近年、カルテコンピュータやデジタルレントゲン等の普及により、院内の環境も大きく変貌しました。コンピュータを有効活用した診療スタイルは、今までにない新たな可能性を大きく秘めています。

弊社では、その新たな可能性を実現するため、先生方からのアイデア・ご意見を基に、患者様と医院様を繋ぐ様々なコミュニケーションツールを各種展開してまいりました。

今後とも更なる時代の変化・ニーズにあわせたツールを医院様に提供するため、日々開発に努めてまいりたいと思います。

ご意見、ご要望、アイデアなどございましたら、是非ご連絡お待ちしております。



※株式会社メディアコンテンツファクトリー調べ

全てのデータを一元管理、様々な場所・方法で活用したい...そんな先生には？

- ・X線や口腔内写真、歯周検査結果など口腔管理データを一元管理・保存。
- ・アニメーションソフトで治療説明。
- ・各種素材、文例を使用し、治療計画書や見積書、院内掲示物等を作成。
- ・これらをカルテコンピュータと連動させ総合的に保存・管理。

このように相互連動を図るためには周辺機器のメーカー統一などの各種条件が必要になりますが、ストレスのない操作感とデータ管理の簡略化が業務の効率化を図り、患者さんとのコミュニケーションの幅も無限に広がります。



こうしたシステムを提供しているのは、各種撮影装置・コンピュータを院内ネットワークでつなぐ(株)モリタの『Door』システムや、各種アプリケーションソフトをアイコンで一覧表示し、マウスクリックだけの簡単な操作で起動できるようにするランチャーシステムの(株)ヨシダ・『Delta View』などが挙げられます。

デンタルIQさん4 (株式会社ジーシー)

【定価】・PC版:60,000円(税別)
・DVD版:全6タイトル・1タイトルにつき20,000円(税別)

PC、DVDで簡単にプレゼンができるツール



- ・アニメーションと音声を使って、待合室やチェアでわかりやすく指導が可能。
- ・歯科診療の基本から施術のプロセス、治療後の注意事項まで、豊富な内容。
- ・全179タイトル。

dental signage (株式会社ナルコム)

デンタルサイネージ

【定価】158,000円(税別)
※クライアント制限無し

患者の年齢・性別・状況に合わせて、動画や静止画などの情報を簡単に流すソフト



- ・たとえば、20代女性にはホワイトニング、50代男性には歯周病など、患者の状況に応じた内容を選択可能。
- ・400点以上の豊富なコンテンツを収録。
- ・治療説明の際の説明ツールとしても活用が可能。
- ・テンプレートを活用し(画像取り込み可)、医院紹介や衛生グッズ紹介なども作成が可能。

Processia 2 (株式会社ナルコム)

【定価】・web版 初回登録料 9,800円(税別)
月額 1,980円(税別)
・パッケージ版 59,800円(税別)

患者さんに自ら好みの補綴物を選んでもらうソフト



- ・各補綴物の特長、金額、治療の流れなど画面を通して説明が可能。
- ・医院独自のメニュー作成もOK。
- ・医院のホームページとリンクさせることで、情報提供が充実。(Web版のみ)

達人プラス5 (株式会社ナルコム)

【定価】スタンドアロン 75,000円(税別)

患者さんごとに口腔内写真やブランク・ポケットの検査データを管理するソフト

- ・取り込んだデータをイラストに変換し、検査データ結果をわかりやすく伝えるコミュニケーションツール。
- ・治療計画書、お見積書、リコールハガキ、パンフレット、薬剤情報提供書の作成、予約管理など機能が大変豊富。

android搭載端末で簡単に歯周検査入力ができる『達人プラスモバイル』も新発売!



ビクトリーワン (株式会社ニッシン) 【定価】299,000円(税別)

提案型カウンセリングのノウハウを習得し、すぐに実践できるシステム



- ・スキルアップビデオ、説明用模型、治療提案書作成ソフトが一つになったカウンセリングシステム。
- ・治療方法の比較、実物での補綴物の比較、提供文書作成で、自由診療へのスイッチングをサポート。
- ・他のアニメーションソフトと併用することで、より有効な伝達が可能。

メドバイザーデンタル for iPad & silver light (株式会社モリタ) 【定価】99,800円(税別)

大人気端末を使用したスタイリッシュなカウンセリングツール



- ・場所を選ばず、どこでもカウンセリングが可能。
- ・200以上の高画質アニメーションに、ペイント機能、画像の取り込み＆保存など、各種機能を搭載。
- ・1アカウントで最大10台まで使用可能。(iPad 5台 silver light 5台)

デンタルフォトフレーム2 (株式会社ナルコム)

【定価】8inch版 29,800円(税別)・15inch版 59,800円(税別)

待ち時間を利用して様々な情報提供や告知が行えるツール



- ・約350点のコンテンツを収録。
- ・付属のデジタルフォトフレームに流したいコンテンツデータを取り込ませて流すだけの簡単操作。
- ・動きのある映像が患者さんの目を引き、普段伝えきれない情報をスマートに伝達。
- ・トイレなどに置いていても有効。

デンタルカルチャー (株式会社ヨシダ)

【定価】98,000円(税別)



PC向けカウンセリング用アニメーションソフト

- ・とにかくわかりやすいシンプルで直感的に操作が可能。
- ・治療分野の選択、治療項目の選択、動画の再生の3ステップで、ハイクオリティ3Dアニメを使って治療の流れを簡単にわかりやすく説明が可能。

誇るべき日本の先進技術

ジャイオマー

『GIOMER』(ジャイオマー)とは、(株)松風が独自に開発した「S-PRGフィラー」を含有した製品の総称です。この「S-PRGフィラー」は様々な機能を持っており、できるかぎり天然歯を守るというMiCDコンセプトの実践にも役立ちます。今回は、(株)松風の技術力の結晶ともいえる「S-PRGフィラー」について詳しくご紹介致します。



<株式会社松風>

▶▶ S-PRG フィラーとは・・・


(株)松風が独自に開発したS-PRG技術を用いて、安定したガラスアイオノマー相をフィラー表面のみに形成した新素材です。6種類のイオンをリリースし、フッ化物イオンをリチャージするなど、様々な特長を持っています。

6種類のイオンはガラスアイオノマー相のみからリリースされます。リリース後も、最表面の表面改質層があることにより、安定した材料特性を保ちます。



『S-PRG フィラー』のココがスゴイ！

スゴイ! その1 フッ素リリース&リチャージ




S-PRGフィラー含有の修復材料は、口腔内のフッ素濃度に対応して、フッ化物イオンのリリース(徐放)とリチャージ(取り込み)を持続的にを行います。口腔内のフッ素濃度が低くなるとフッ化物イオンを徐放し、フッ素含有の歯磨剤などを使用すると再びフッ素が修復材料にリチャージされます。このように、フッ化物イオンのリリースとリチャージを繰り返すため、S-PRGフィラー含有の修復材料を使うことで歯質の補強や蝕予防に効果が期待でき、カリエスリスクの高い患者さんにも有用です。

スゴイ! その2 プラークが付着しにくい

日本歯科保存学会にて下記内容が報告されています。

口腔内におけるプラーク形成状況の観察 (24時間ブラッシングなし)



S-PRG フィラー未配合 CR 『ビューティフィルII』(S-PRG フィラー配合)

S-PRGフィラー配合コンポジットレジン(『ビューティフィルII』シリーズ)の表面は、だ液と接触することによって「マテリアルフィルム層」が形成されます。これがコンポジットレジン表面への細菌の付着および増殖を抑制し、成熟したプラークを形成しにくくすると報告されています。この層はブラッシング等により脱離するものの、再度だ液と接触することによって再形成され、持続的にプラークの形成を抑制します。

また、S-PRGフィラーからイオンがリリースされることにより、細菌が産出する酸を中和する作用も発現します。


参考: 朝日大学 歯学部歯科保存学分野 / 第117から123回日本歯科保存学会報告(松風カタログより抜粋)

スゴイ! その3 エナメル質の脱灰を抑制

口腔衛生学会にて下記内容が報告されています。

【測定方法】

『PRGバリアコート』とS-PRGフィラー非配合コーティング材を、牛歯エナメル質表面の中央部(約2mm×2mm)を除いたその周囲にコーティングし、脱灰溶液に浸漬。露出したエナメル質の脱灰状況を経時的にQLF法にて観察。



『PRGバリアコート』(S-PRGフィラー含有)



S-PRGフィラー非配合コーティング材

脱灰前 24時間後 48時間後 72時間後 96時間後
資料提供: 大阪歯科大学 川崎弘二先生 神原正樹先生(松風カタログより抜粋)

左図において、暗緑色に変化している部分が脱灰を受けている部分です。

S-PRGフィラー含有の『PRGバリアコート』を塗布した試験体(左図・上)では、コーティングした直下のエナメル質だけでなく、コーティングしていない中央部の露出エナメル質においても脱灰の像は認められません。つまり『PRGバリアコート』の塗布により、エナメル質の脱灰が抑制されるといえます。

文中でご紹介した『ビューティフィルII』や『PRGバリアコート』以外にも、S-PRGフィラーはボンディングからセメントまで、(株)松風の様々な製品に含まれています。詳しい情報は年明けに弊社営業スタッフがお届け致しますので、ご期待ください！

Wave・one ファイル

電動式歯科用 NiTi ファイル
(デンツプライ三金株式会社)



**“all for one, one for all”
1本のファイルで根管形成が完了!**

『Wave・one ファイル』は、1本のファイルで根管拡大・形成が可能なニッケルチタンファイルです。1本だけで根管形成が完了するため、「1 患者さん 1 本」で感染リスクのない根管治療を実現しました。また、従来のニッケルチタンファイルと比較して周期疲労に強い「M-ワイヤー」を採用することにより、根管追従性が格段に向上しました。

この『Wave・one ファイル』に対応したエンドモーターが『X-スマートプラス』です。各ファイルに必要なプログラムを搭載しているので操作が簡単、フルカラーの液晶画面により情報の識別が容易です。

X-スマートプラス

歯科用根管拡大装置
(デンツプライ三金株式会社)



◆Wave・One ファイル

【定価】各 5,000 円 (税別)

【内容】種類：4 種類 (スモール・プライマリー・ラージ・アソート)
サイズ：3 サイズ (21mm、25mm、31mm) ・各 3 本入り

◆X-スマートプラス

【定価】148,000 円 (税別)

【内容】コントロールユニット、
モーター・ハンドピース等

クラネス 歯科用ユニット (株式会社ヨシダ)

<Create a new standard series>

組み合わせはお気に召すまま!

株式会社ヨシダから、新しいスタイルのユニット『クラネス』が登場しました。『クラネス』の最大の特長は、チェアー 3 タイプ・テーブルアーム 4 タイプを自由に組み合わせることが可能な点です。診療室のスペースや先生のリクエストにマッチしたユニットを、先生のお気に召すままに作り上げることができます。

Made in Japan だからこそ、この豊富なバリエーションとお求めやすい価格帯の両立を実現できたといえます。

【定価】組み合わせによって異なります。

例) C 6 タイプ：3,610,000 円 (税別)

※オプション、取付費等は別途かかります。

詳しくは弊社営業スタッフまでお問い合わせください。



※この写真は、下図の「C6」を選択した場合です。

	1 型	2 型	3 型	6 型
カンター	C1	C2	C3	C6
前折れ	M1	M2	M3	M6
ステップ	S1	S2	S3	S6

※上記の計 12 通りの組み合わせが可能です。

G-フィックス

動揺歯固定接着材 (株式会社ジーシー)

動揺歯固定は“分”から“秒”へ!

『G-フィックス』は 1 ペーストタイプ・光重合型の動揺歯固定材です。粉液の計量が不要でシリンジから直接塗布できるので、準備や操作が非常に簡単です。さらに、たった 10 秒の LED 照射で思い通りの位置に固定することができるため、硬化を待つ時間が必要なく、術者や患者さんの負担を軽減します。

【定価】15,000 円 (税別)

【内容】レジンペースト 2.7g (2mL)
× 2 本、エッチング材 4.8g
(3.6mL) × 1 本、テクニカル
チャート × 1 枚等



エアフローマスター

歯面清掃用装置 (株式会社松風)

**この 1 台で歯面清掃から
歯周ポケットのメンテナンスまで!**



↑歯面に沿って挿入できる軟質素材のペリオフロートノズル。



『エアフローマスター』を使うと、着色からバイオフィilm 除去までを 1 台で効率よく行うことができ、予防処置の幅が広がります。特に、ペリオフロートノズルとペリオパウダーを使うことで、歯肉縁下にも安全で優しいアプローチが可能となります。

【定価】580,000 円 (税別)

【内容】エアフロースソリッドハンドピース (白)、ペリオフロートハンドピース等

『歯科衛生士』 (クインテッセンス出版株式会社)

臨床ですぐに役立つとじ込み付録が新登場!



創刊 37 年目を迎える『歯科衛生士』が 2013 年 1 月号から生まれ変わります。今までにない How to 要素があふれる内容で、明日からの臨床にすぐ活かせる情報が満載です。患者さんの年代別に分けられた特集記事や、今後必要不可欠な最先端のトピックをピックアップするなど、内容もさらに充実しました。さらに、とじ込み付録が新登場!! 診療時のお役立ちアイテムや、患者さんのために活用できるツールが毎月付いてきます。価格は従来と変わらず、付録付きで内容もさらにパワーアップした『歯科衛生士』は、お買い忘れのない年間購読をおすすめ致します。

【定価】1 部：1,400 円 (税別) ・年間購読：16,800 円 (税別)

REPORT 日本デンタルショー 2012

この展示会は、「第 2 回日本歯科医学会総会」(主催：日本歯科医師会と日本歯科医学会)との併催行事であり、国内外の歯科医療関係者が集まる最大イベントです。21 年ぶりの大阪開催は、いつにもまして各企業の意気込みが感じられ、想像以上の賑わいを各ブースで見せていました。今回の展示会で感じたことは、多くのメーカーが実機に加え、デジタルディスプレイを活用し、魅力的に解りやすい情報提供をしていることでした。また、同時に患者さん向けの情報提供のツールとして、歯科専用のデジタル商品 (ツール) がどんどん増え、進化していることです。医院システムのインフォメーションボードから、治療 (補綴) の説明、施術シミュレーション、問診票、料金見積 (資料) 作製に至るまでバラエティ豊富でした。更には、タブレット端末の利用により、リモート参照や入力、口腔内カメラとの組み合わせなど活用の幅を広げる機能を持ち合わせた商品も増え、デザインと機能性の融合により、より洗練されています。次世代デジタルの活用による次世代の医療サービスの形態と新しい可能性を感じたデンタルショーでした。

去る平成 24 年 11 月 9 日 (金) ~ 11 日 (日) の 3 日間で「日本デンタルショー 2012」がインテックス大阪にて開催されました。出展業者数は 213 社、3 日間の来場者数は 30,906 人でした。

写真：(上) 開会式の様子
(下) 賑わいを見せる会場内



第2回 ハンドスケーラーを知ろう！ ～シックルスケーラー編～

iwase 歯科衛生士 岡崎みなみ

このコーナーでは、弊社歯科衛生士の岡崎みなみがハイジニストの皆さんへのお役立ち情報をお届けしていきます！！

「ハンドスケーラーを知ろう！」第1回目はハンドルについてお伝えしました。今回より各種スケーラーのブレード&シャンクについてご紹介させていただきます。

そこで今号では、様々なスケーラーの中で最も古く、数百年以上前から使われてきたと言われるシックル（鎌形）スケーラーについてお伝えします。歯科衛生士にとっても最も馴染みの深いインストルメントではないでしょうか。

一般的にシックルスケーラーの使用用途は、歯肉縁上歯石と浅い歯肉縁下歯石の除去に用います。カッティング

エッジの当て方は、エッジを歯面に対し85～95°で当て、pull ストロークで使います。歯面にスケーラーのエッジを当て、小さく角度を変えながら操作するとエッジの当たる感覚があるので、手指の感覚が掴めれば、後はスケーラーの角度を直視で確認すればOKです。歯面とエッジを右の図1のように上手に当てると、歯石を効率よく除去することが出来ます。

また私は、特に視野の確保やアクセスが困難で操作性が落ちる部位については、シャンク部分に角度のあるシックルスケーラーを使用しています。現在、私が使用している特にお奨めのスケーラーがありますので、そちらをご紹介します。（左図2・3参照）このスケーラーの1番のポイントは、シャンクに角度がついていることです。


例えば、下顎前歯部で、比較的明視野であっても歯列形態によっては視野が取りにくい部位などで使用します。また意外にも通常の角度がない真っ直ぐのスケーラーは、ハンドルを歯面に対し垂直に立てるように使うため、手首が窮屈になり、疲れやすいのですが、角度が付いているスケーラーを使うと、ハンドルを持つ手首がリラックスした形になるので、握る手指に余分な力が入りにくく、オーバートリートメント防止効果もあります。（右図4参照）特に私は、角度が大きく付いている20°タイプが、より視野を確保できるため、頻繁に使用しています。

最後になりますが、臨床において、私が効率的に作業するための手順として行っていることは、歯肉縁上の歯石で大きなものは、簡単に効率的な超音波スケーラーやエアスケーラーを使用し、除去しにくい細かい部位や繊細な処置が必要な箇所は、特別なハンドスケーラー等を使い分けする方法です。細かい部分の仕上げには必ず自分の使い勝手の良いハンドスケーラーの存在は欠かせません。

患者さんには痛みのない、術者には疲れの負担がない理想的なスケーラーを見つけたらきっと明日の臨床も楽しくなると思います。

次回はグレーシーキュレット、ユニバーサルキュレットと順にご紹介致します。

図1 シックルスケーラー操作方法



参考文献：
『最新歯周病学 新版』加藤 照・著

図4 角度別スケーラー比較



まっすぐのスケーラー



角度が20°のスケーラー

図2 シャンクに角度がついたスケーラー




図3 ブレード幅が薄い『オフセットシックル』



『オフセットシックル』（ノードント）／(株)ヨシダ

各支店ご案内

本社	台東区台東2-23-7	TEL:03-3832-8241
宇都宮支店	宇都宮市平出工業団地37-6	TEL:028-613-5858
水戸支店	水戸市白梅2-8-18	TEL:029-225-6543
松戸支店	松戸市幸谷観音下159-1	TEL:047-345-3131
千葉支店	千葉市中央区浜野町879-1	TEL:043-305-1182
上野支店	台東区台東2-23-7	TEL:03-3832-8241
古河支店	古河市下山町9-60	TEL:0280-30-1582
福島支店	福島市丸字上六反田14-12	TEL:024-552-1161
世田谷支店	世田谷区玉川台2-11-17-101	TEL:03-5491-7595
練馬営業所	練馬区豊玉北4-14-11	TEL:03-5912-1180
横浜支店	横浜市栄区小菅ヶ谷1-28-9-101	TEL:045-895-3808
前橋支店	前橋市紅雲町1-22-2	TEL:027-243-8241
厚木支店	厚木市酒井2087-14	TEL:046-228-5550
大宮支店	さいたま市見沼区東大宮7-41-1	TEL:048-688-1740
盛岡支店	盛岡市上堂1-6-5	TEL:019-648-2777
東大和支店	東大和市立野3-640-1	TEL:042-590-5770

コラボレーションフェアのお知らせ

毎年大好評のコラボフェアが
2013年はさらにパワーアップ！



イワセ×モリタ コラボレーションフェア

日時：2013年2月2日（土）・3日（日）
会場：(株)モリタ有明ショールーム



イワセ×ヨシダ コラボレーションフェア

日時：2013年3月2日（土）・3日（日）
会場：(株)ヨシダ本社ショールーム

★ 2012年も残りわずかとなりました。本年は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。来年も変わらぬお引立てのほど宜しくお願い申し上げます。

★ 2012年も残りわずかとなりました。本年は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。来年も変わらぬお引立てのほど宜しくお願い申し上げます。

編集後記
北米航空宇宙防衛司令部（NORAD）に、サンタクロース相談室と間違えた幼い子供からの一本の間違い電話がありました。た。「サンタは今どこにいますか？」機転を利かせた職員は「レーダー探査の結果、北極へ向かっている」と……。以来、同施設は58年にわたってサンタクロースを追跡、イブに発表を行っていました。大変寒くなつてまいりましたが、気持ちだけは暖かくなりました。

★ 2012年も残りわずかとなりました。本年は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。来年も変わらぬお引立てのほど宜しくお願い申し上げます。

みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6%



株式会社岩瀬歯科商会は、「チームマイナス6%」に参加し、未来に向かって積極的に地球温暖化防止に取り組めます。

機械室チェックリスト

大掃除のタイミングに合わせて、機械室をチェックしてみませんか？
一つでも「はい」があった場合は、弊社営業スタッフまでご連絡ください。

1.機械室の点検を定期的にしていない	はい／いいえ
2.機器導入から10年以上経過している	はい／いいえ
3.最近、機械室から異音がする(音が大きくなった)	はい／いいえ
4.最近、バキュームの吸引が弱くなったと感じる	はい／いいえ
5.突然バキュームが止まる事がある(その後自然に復帰する)	はい／いいえ
6.ベルトを1年以上交換していない	はい／いいえ
7.バキュームを吸い始めると、他のユニットでも勝手にわずかに吸い始める	はい／いいえ
8.予備のベルトが見当たらない	はい／いいえ
9.バキュームの排気フィルターを3年以上交換していない	はい／いいえ
10.エアドライヤーの点検を1年以上していない	はい／いいえ
11.コンプレッサーが頻繁に回っているようだ	はい／いいえ
12.ユニットのシリンジに水が混ざる	はい／いいえ
13.朝一番の作動が不安定である	はい／いいえ
14.石膏トラップのお手入れの仕方がわからない	はい／いいえ
15.石膏トラップのホースがヒビ割れしている	はい／いいえ

※一つでも「はい」があった場合は、弊社営業スタッフまでご連絡ください。

歯科医院

tel

ご住所

イワセ担当者