

POINT

診療用ユニットチェックポイント

歯科医院における汚れのタイプは大きく分けると2つ。ほこりや塵などの一般的な汚れと、スピットンや排水管などの、水を多く使用する事で発生する残留成分による歯科医院特有の汚れです。また、一般的な汚れを放置することで、より悪質な汚れの原因となってしまう事も少なくありません。それぞれの場所に適した清掃、メンテナンス方法をご紹介します。

レーザーシート

患者さんの頭部との接触で黒ずみなどの汚れが発生しやすく、髪の毛なども残りやすいので注意が必要です。

テーブル

薬品などがこぼれやすい上、常に指が触れる為タッチパネル等が汚れやすい場所となります。

無影灯

取っ手部分が特に汚れやすいので、こまめにチェックします。

サクシヨン

回路内に切削片や唾液、血液が沈殿してしまうと吸引力が弱くなる原因になってしまいます。

スピットン

唾液や血液により、特に汚染リスクが高い場所です。常にドライな環境を心掛ける事で、雑菌の繁殖を抑制し、汚染リスクの軽減に繋がります。

CHECK

バキュームフィルターは毎日、排水トラップやタンクは一月に一度を目安に清掃をする事で、汚れの詰まりによる水漏れ・故障の防止につながります！

適材適所

場所ごとのお手入れに適したオススメ商品をご紹介します！！

無影灯

ナノコロイドイオンのかで安心・安全な清潔空間

多目的洗浄剤 (株) 松風

ノイチャージ

250ml

定価 2,000 円 (税別)

ス

診療終了後に一晩放置するだけで悪臭の発生を防止！

スピットンクリーナー 太平化学産業 (株)

スピットン

1kg

定価 2,600 円 (税別)

無影灯

孟宗竹エキス配合 拭くだけで簡単に除菌・除臭

除菌ウェットワイパー 太平化学産業 (株)

タイフレスッシュウェットワイパー

30 枚入り

定価 580 円 (税別)

サ

金属・プラスチック・ゴムなど材質への影響が少ない洗浄剤

パイプ・バキューム洗浄剤 イワセオリジナル

パイプクリーナー

4ℓ

定価 オープン

水用

(株) モリタ ステラボアー除菌カートリッジ エアー用・水用

定価 各 28,500 円 (税別)

(株) ヨシダ ユニボア 交換用単品

定価 29,000 円 (税別)

年に1度は除菌フィルターも交換！

交換式フィルターを搭載している機種の場合、年に1度を目安に除菌フィルターの交換をおすすめします！患者さんに安全・安心な環境を提供するだけでなく、ユニットの長期安定使用にもつながります！

※メーカーによって取付位置の違いや、フィルターの無い機種もございます。

POINT

機械室チェックポイント

日々稼働し続ける機械室。診療において最も重要な場所の一つですが、日ごろあまり目に触れない為、トラブルが発生してから異変に気付く事も少なくありません。重大なリスクを最小限に減らすためにも、定期的なメンテナンスや消耗部品の交換など、適切なケアが大切です。

診療用バキューム

ブロワーのベルトが切れてしまうと、診療が全てストップしてしまうため、最重要チェックポイントと言っても過言ではありません。さらに、フィルターの目詰まりも動作不良の原因になりますので、定期的な清掃が望ましいです。

必ず予備ベルトを常備しましょう！

ベルトのひび割れを放っておくと…

コンプレッサーや診療用バキュームにとって、ベルトは生命線です。常に予備のベルトを機械室内に準備することをお勧めします！

CHECK

ベルトのひび割れを放っておくと…

コンプレッサーや診療用バキュームにとって、ベルトは生命線です。常に予備のベルトを機械室内に準備することをお勧めします！

コンプレッサー

オイルの劣化や目減り、また、エアフィルターとの交換など意外と見落としがちです。フィルターが目詰まりを起こすと圧力低下の原因にもつながりますので定期的にチェックしましょう。

エアドライヤー

除湿機能が低下すると、エアーに水が混ざってしまい、接着阻害など、診療に悪影響を及ぼします。

適切な中空系フィルター交換。

除湿機能が低下すると、エアーに水が混ざってしまい、接着阻害など、診療に悪影響を及ぼします。

バックアップサクシヨンでトラブルの時にも安心！

簡単設置のバックアップサクシヨンがあれば、万が一のトラブル時にも、安心して診療が可能です。

吸気用フィルター エアーフィルター R 2個入

定価 15,000 円 (税別)

3年を目安に交換をお勧めします

吸・排気用フィルター クラックフィルター

定価 5,000 円 (税別)

3年を目安に交換をお勧めします

エコドライプラス用フィルター

定価 3,500 円 (税別)

3年を目安に交換をお勧めします

(株) 東京技研 TCS-バックアップ

定価 130,000 円 (税別)

POINT

歯科医院における簡単＆効率的な清掃ポイント

医療施設である歯科医院では、毎日の清掃が重要です。感染管理の観点からも、米国疾病予防管理センター（CDC）のガイドラインでは、「ハウスキーピング表面（床やテーブルの上など）を定期的に清掃し、目に見えて汚れている時なども清掃する。また、環境表面を定期的に消毒（または洗浄）し、目に見えて汚れている場合にも消毒（または洗浄）する」(※1)として、日常的に清掃することが推奨されています。日々忙しい中での清掃をより簡単に＆効率的にするためには、誰もが整理整頓がしやすく、片づけがスムーズにできる仕組み作りが重要となります。そこで今回は歯科医院での清掃のポイント2点をご紹介します。

POINT 1

整理整頓・清掃がラクになる仕組みを作る！

モノの配置を考える

作業効率や動線を考えた配置にすると、無駄な動きやストレスが減り、片づけや清掃がラクになります。

モノの定位置を決める

同じ用途のものをまとめるなど、使い勝手に応じて定位置を決めると、整理や片づけがラクになります。

清掃マニュアルの作成

清掃の質が一定に保たれることで、汚れが溜まりにくくなり、毎日の清掃がラクになります。

POINT 2

具体的な清掃方法を確認する！

歯科医院の床の清掃・メンテナンス方法

Q. 診療前後の日常清掃の方法は？

A. まずは掃除機でゴミやホコリを取ります。次に、床を水（ぬるま湯）で固く絞った雑巾で拭きます。

NG アルコールを使うとワックスが溶けてしまい、溶けていないところとの差がくっきりと目立ってしまいます！

Q. 薬品を床にこぼしてしまった時の対処法は？

A. 絶対に放置せず、すぐに固く絞った雑巾で拭き取ってください！

NG 放置してしまうとワックスが溶け、床材を傷めたり変色させてしまい、床材を貼り直す必要が出てくる場合があります。

洗剤の使用可否リスト

※八千代株式会社監修

	床	壁	シンク	陶器	トイレ	ユニット	家具
水・ぬるま湯 (雑巾)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
アルコール (雑巾)	×	△	△	△	△	△	△
アルカリ洗剤 (雑巾)	×	○	△	△	△	△	△
中性洗剤 (雑巾)	△	△	○	○	○	○	△
メラミンスポンジ	△	△	○	○	—	—	△

新商品

頑固な義歯のステイン汚れを効果的に＆しっかり洗浄！

義歯洗浄剤 [着色用]

イワセオリジナル

デンチャーライザープロ

次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウム配合で、ステイン汚れをしっかりと洗浄。

界面活性剤

界面活性剤配合により効果的に汚れを除去。

防錆剤

防錆剤配合により義歯金属部分の腐食を防止。

洗浄前

10 分間の超音波洗浄後

品名：次亜塩素酸系除菌洗浄剤

用途：義歯の着色除去、除菌

液性：アルカリ性

成分：次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤、防錆剤

標準使用濃度：3 ～ 5 倍希釈

【定価】1本2L：オープン価格

知覚過敏症状の予防だけでなく、歯のトータルケアを考えた歯磨材！

知覚過敏症状を予防する歯磨き剤

株式会社松風

メルサージュ ヒスケア

ソフトミント・グレープフルーツミント

リニューアル

フッ化物1450ppmの高濃度配合！

硝酸カリウム＆乳酸アルミニウム配合で、知覚過敏をダブルブロック！

β-グリチルレチン酸配合で、歯周病予防も万全！

ポリエチレングリコール400配合で、頑固なタバコのヤニを落とす！

【定価】6本1箱：¥4,680 (1本¥780・標準患者価格¥980)

歯周治療における疑問点や忘れがちな点を気軽に確認！

書籍

クインテッセンス出版株式会社

「驚くほど臨床が変わる！

こだわりペリオサブノート」

監修：瀧野 裕行

売れています！

学術団体JIADS理事長の瀧野裕行先生と5人の有志「こだわりペリオファイブ」による一冊。歯周治療における疑問点や忘れがちな点を診察室サイドで気軽に確認できるようにまとめられています。

医院マネジメントから歯周外科、硬・軟組織のマネジメント、インプラントから審美形成外科まで幅広く網羅しており、文字どおりチェアサイドのサブノートとして活用できる一冊に仕上がっています。

【定価】¥10,000

※商品価格はすべて税別表記です。